



محصولات ترمیم فتق

- مشهای نیمه جذبی
- فیکس کننده ی مش


❖ محصولات ترمیم فتق اتیکون

✓ مش اولترا پرو

تشکیل شده از :

- پرولن پلی پروپیلن غیر قابل جذب
- مونوکریل پلی گلیکاپرون قابل جذب

در نتیجه: ۶۰٪ جسم خارجی کمتری در بدن باقی می ماند.



تنش کششی الاستیسیته (۱۶ N/cm)	حداکثر مقاومت (فشار ماکسیم)	اندازه حفرات	ضخامت	جرم	مش
۸٪	۱۶۵۰	۱-۲ mm	۰.۶ mm	۸۵ g/m ²	پرولن
۱۷.۵٪	۵۲۵	۳-۴ mm	۰.۵ mm	۲۸ g/m ²	اولترا پرو

محصولات ترمیم فثق

✓ مش پروسید

- پرولین مش طراحی شده برای قدرت ، دوام و سازگاری
- کم شدن چسبندگی به دلیل سلولز گیاهی احیا شده (ORC)
- حضور پلی دی اکسانون (PDS) برای وصل شدن ORC به مش




محصولات ترمیم فتق

✓ سکیور استرپ (دستگاه فیکس کننده مش)


Low Strap Indicator




Orientation and Positioning System



محصولات ترمیم فتق



مقایسه استرپ اتیکون با دیگر برندها



- استرپ قابل جذب با دو سر جهت فیکس کردن مطلوب در جداره شکمی
- ماندن حجم بسیار کوچکی از استرپ خارج از بافت
- کاهش احتمال چسبندگی با روده ها بعد از عمل
- استرپ ترکیبی ۸۰-۲۰ از ویکریل و پی دی اس
- مدت زمان جذب ۵۲ هفته
- شدت و سرعت یکسان شلیک استرپ ها از اولین تا آخرین عدد
- تعداد استرپ ها در داخل وسیله ۲۵ عدد
- برای استفاده در کنار تروکار ۵ میلیمتری