

استریویا

تولید کننده انواع رول استریل و اندیکاتور

STERIWAY

● بسته‌بندی تجهیزات پزشکی

بسته‌بندی تجهیزات پزشکی استریل: فرآیند موثر بسته‌بندی استریل بسیار مهم و پیچیده می‌باشد که استفاده از کاغذ مدیکال یا رول‌های استریل بهترین روش بسته‌بندی محسوب می‌شود کاغذ medical از یک لایه کاغذ و یک لایه نایلون تشکیل شده که بخش کاغذی دارای سلول‌های باز می‌باشد که ورود بخار در مرحله استریل از این کاغذها به سهولت امکان‌پذیر می‌باشد و در مرحله خشک‌کن اتوکلاو، کاغذ دچار شوک شده و تمامی سلول‌های مذکور بسته می‌گردد بدین ترتیب تا زمانیکه هوای محیط اطراف داخل به بسته‌بندی نفوذ نکرده باشد ابزارآلات استریل خواهند ماند که به وسیله نشانگرها (اندیکاتور) صحت عملکرد دستگاه‌های استریل کننده و روند استریلایزسیون قابل تشخیص می‌باشد.

شرکت دانش طب امروز با حضور افراد با تجربه و تحصیل کرده تجهیزات پزشکی تاسیس شد و با دو دهه فعالیت حرفه ای در زمینه استریل و کنترل عفونت نامی آشنا در مراکز درمانی دارد و هر روز در جهت ارایه جدیدترین تکنولوژی‌های دنیا تلاش می‌نماید. تلاش این شرکت در جهت انتقال آخرین تکنولوژی‌های روز پزشکی به ایران از شرکت‌های صاحب نامی چون laoken - Midmark - cisa از یک سو و از سوی دیگر با تولید و خودکفایی، تولید دستگاه‌های امحاء زباله بیمارستانی- اتوکلاو و استریلایزر پلاسما با تکنولوژی بی‌خطر و مدرن با دمای پایین حالا تصمیم به تولید انواع نشانگرهای (اندیکاتور) و رول‌های استریل دستگاه اتوکلاو- اتیلن اکساید و پلاسما نموده است و از مدرنترین تکنولوژی روز دنیا بهره می‌گیرد.

STERIWAY

• رول‌ها

رول‌های استریل sterimay یک محیط استریل ایجاد کرده و تا زمان از بین نرفتن شرایط نگهداری بسته‌ها، مانع از ورود میکروارگانیسم به داخل بسته می‌شوند. فیلم پلیمری شفاف و چندلایه این رول‌ها شناسایی راحت اقلام داخل آن را فراهم می‌کند. رول‌ها steriway در عرض‌های متفاوت و طول مشخص ۲۰۰ متر تولید می‌شوند.



• پاکت‌ها

پاکت‌های استریل چسب دار محصولاتی هستند که بدون نیاز به دستگاه سیلر می‌توان ابزارها را درون آن قرار داده و داخل دستگاه استریلایزر قرار دارد. یک سمت این پوش‌های آماده، باز بوده و بعد از گذاشتن ابزار داخل آن با استفاده از چسب می‌توان آن را بسته‌بندی نمود. پاکت‌ها steriway در عرض‌ها و طول‌های متفاوت با استاندارد جهانی تولید می‌شوند.




• اندیکاتورهای شیمیایی اتوکلاو

نشانه‌گرایی هستند که جهت سترون نمودن ابزارها از دستگاه‌های اتوکلاو برای اطمینان از صحت عملکرد دستگاه و ابزارهای استریل استفاده می‌شود که ۲ نوع class ۴ و class ۶ می‌باشد.



• چسب بسته‌بندی

این چسب‌ها برای بسته‌بندی توسط کاغذ کرافت و یا پارچه SMS مورد استفاده قرار می‌گیرد و با استفاده از اندیکاتورهایی که دارد صحت عمل استریل را نیز نشان می‌دهد. این چسب‌ها در انواع مختلف برای روش‌های استریل بخار اتیلن اکساید، فرمالدهید و هیدروژن پروکساید موجود می‌باشد.



• کاغذ بسته‌بندی استریل

این کاغذ مخصوص بسته‌بندی ابزارها به روش استریل بخار و اتیلن اکساید می‌باشد. این کاغذها با اندازه‌ها و وزن‌های مختلف و به درخواست مراکز قابل ارائه می‌باشد.

